

PODKŁAD AKRYLOWY WYPEŁNIAJĄCY 4:1 SZARY STANDARD

CPG-02.031 / ORS101

v.01-07.2012

Charakterystyka:

Podkład akrylowy 4:1 dzięki wysokiej zawartości części stałych posiada bardzo dobre właściwości wypełniające. Wysoki stopień rozlewności, aplikacja 1 - 3 warstw zapewnia dobre pokrycie gruntowanej powierzchni oraz nie powoduje utrudnień w obróbce szlifierskiej. Brak zacieków przy aplikacji dyszą 1,5 - 2,5 mm. Jest bardzo bezpieczny w użyciu, nawet przy zastosowaniu grubszych warstw, zapewnia bardzo dobrą ochronę antykorozyjną oraz dobrą przyczepność. Do zastosowania na duże powierzchnie pokryte szpachlami poliesterowymi. Przeznaczony do obróbki ręcznej i maszynowej na sucho i na mokro.

Sposób użycia:

Naprawiane podłoże musi być czyste, suche, odtłuszczone i zmatowane. Podkład dokładnie wymieszać z utwardzaczem w proporcji 4:1 objętościowo, dodać rozcieńczalnika do wyrobów akrylowych w ilości 10 - 20 %. Aplikacja pistoletem natryskowym - dysza 1,5 - 2,2 mm. Zalecana ilość warstw 1 - 3, między warstwami odczekać 10 min. w 20°C - czas na odparowanie rozcieńczalnika. Obróbka materiałami ściernymi na sucho P320 - P500.

Dane techniczne:

Zawartość LZO (w produkcie gotowym do użycia): <540 g/l

Dopuszczalne LZO: 540 g/l

Podkład CPG-02.003 (szary):

Termin ważności: 12 miesięcy

Gęstość: 1,55 g/cm³

Kolor: szary







Wydajność: 5 m²/l

Utwardzacz CLD-04.015 (standard):

Termin ważności: 12 miesięcy

Gęstość: 1,00 g/cm³

Kolor: bezbarwny

	Proporcja mieszania 4:1	Podkład (A) 100 cz. Utwardzacz (B) 25 cz.
	Lepkość natrysku Czas życia	25 - 30 sek. w 20°C, kubek Forda 4 mm 1 - 2 godz. w 20°C
	Typ pistoletu	Dysza: 1,5 - 2,2 mm Ciśnienie robocze wg zaleceń producenta pistoletu.
	Aplikacja	Liczba warstw: 1 - 3 Grubość warstwy: 60 - 180 µm
	Flash – off	10 min. w 20°C
	Schnięcie	20 - 30 min. w 60°C (utwardzacz CLD-04.014 bardzo szybki) 35 - 45 min. w 60°C (utwardzacz CLD-04.015 standard)
	Schnięcie IR	Fala krótka i średnia: 12 - 15 min.

Inter Cars S.A

Powsińska 64, 02-903 Warszawa

Tel. +48 22 714 10 70

Fax. +48 22 714 1718

e-mail: ic.diagnostyka@intercars.eu